

3100B HFOV 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: 有り

名称 呼吸回路セットMR850(ホースヒータ付)3100B

商品コードNo. 106 22 010

リファレンスNo.

最小販売個数 1

注 セットの構成は下記一覧および図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要になります。

構成内容	商品コードNo.	個数
呼吸回路 MR850(ホースヒータ付)1個[3100B]	106 22 035	1
ベローズ/ウォータートラップセット1個[3100A/B]	106 21 102	1
キャップ/ダイヤフラムセット3組1個[3100A/B]	106 21 104	1
接続チューブ 青 4インチ[3100A/B]	106 21 110	1
接続チューブ 緑 4インチ[3100A/B]	106 21 111	1
接続チューブ 赤 36インチ[3100A/B]	106 21 113	1
呼吸回路ストラップ [3100A/B]	106 21 114	1

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
チャンバ40個MR210 ^(注1)	052 01 151	1
チャンバ40個MR290 ^(注1)	052 01 166	1
ヒーターワイヤーアダプタ(ディスポ回路用)	052 01 220	1
温度/フロープローブ ディスポ回路用 [MR850]	052 01 234	1

(注1) いずれか1点を選んでください。

