

TバードVS/LEGACY 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 410型

ホースヒーター: 無し

◆10個入(ネブライザ無し)

名称		ディスポ呼吸回路410(Tバード/8400) 10個	
商品コードNo.	077 01 010	リファレンスNo.	50421900
最小販売個数	10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります		
ご注意			
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数	
カップリングフィルタ [CV・B-2・3]	022 01 003	1	
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1	
エアウェイサーモメータディスポ	052 01 036	1	
チャンバ 40個 MR210 (注1)	052 01 151	1	
チャンバ 40個 MR290 (注1)	052 01 166	1	
蛇管 22/22-15 (スムーズポア)	058 01 001	1	
呼吸弁ダイヤフラム 1個 Tバード・VELA	105 22 121	1	
呼吸弁ボディ(VS・VS02) [Tバード]	105 22 110	1	

◆10個入(ネブライザ有り)

名称		ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400) 10個 (注2)	
商品コードNo.	077 01 040	リファレンスNo.	50423500
最小販売個数	10		
注	左記ディスポ呼吸回路 410(Tバード/8400) 10個に同じです		

(注1)いずれか1点を選んでください

(注2)ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400) 10個には、ネブライザキット ディスポ 10個が含まれます

