

## 吸気側のみ加熱タイプ

名称 RT125 小児シングル熱線入回路(バイアスフロー用) 10入

商品コードNo. 052 23 020

リファレンスNo. RT125

最小販売個数 10

注 セットの構成品は図の濃く着色された部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります

### ご注意

#### 別途必要となるパーツ

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
M15-10φジョイント	035 21 011	1
温度プローブ(ライトアングル) [F&P5・6・700]	052 01 042	1
ヒーターワイヤ アダプタ シングル(RTシリーズ用) 730	052 01 280	1
MR210 加湿チャンバ(シングルユース)成人用40入 <sup>(注1)</sup>	052 21 010	1
MR290 自動給水加湿チャンバ(シングルユース)40入 <sup>(注1)</sup>	052 21 050	1
50ccテストバッグ 小児[カブ・ベアー5]	054 01 086	1
呼気フィルタ AVEA	109 21 080	1
ウォータートラップボトル AVEA	109 21 090	1
ウォータートラップ AVEA	109 21 100	1
熱線式フローセンサ AVEA	109 21 130	1
ディスポ呼気フィルタカートリッジ 12個 AVEA	109 21 170	1

新生児 730型仕様

RT125



(注1) いずれか1点を選んでください

### 吸気のみ ホースヒータ

セットの構成品は図のグレーに着色した部分です。

