

吸気/呼気ともに加温タイプ

| | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 名称 | RT100 成人デュアル熱線入回路10入 | |
| 商品コードNo. | 052 23 220 | リファレンスNo. RT100 |
| 最小販売個数 | 10 | |
| 注 | セットの構成品は図の濃く着色された部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります | |
| ご注意 | | |
| 別途必要となるパーツ | 商品コードNo. | 個数 |
| ダブルシーベル・カテテルマウント10cm(ダール)25個 (注1) | 035 20 050 | 1 |
| ダブルシーベル・カテテルマウント15cm(ダール)25個 (注1) | 035 20 060 | 1 |
| イーザーラング | 045 61 020 | 1 |
| MR210 加湿チャンバ(シングルユース)成人用40入 (注2) | 052 21 010 | 1 |
| MR290 自動給水加湿チャンバ(シングルユース)40入 (注2) | 052 21 050 | 1 |
| 900MR869 温度プローブ(MR850用/1.5m回路用) | 052 22 040 | 1 |
| 900MR805 ヒータワイヤアダプタ(デュアル熱線入RT回路)MR850用 | 052 22 250 | 1 |
| 呼気フィルタ AVEA | 109 21 080 | 1 |
| ウォータートラップボトル AVEA | 109 21 090 | 1 |
| ウォータートラップ AVEA | 109 21 100 | 1 |
| ディスポ呼気フィルタカートリッジ 12個 AVEA | 109 21 170 | 1 |


成人 850型仕様

RT100



(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) いずれか1点を選んでください

セットの構成品は図のグレーに着色した部分です。



吸気・呼気
ともに
ホースヒータ

注：再使用型であるエルボコネクタ 22mmオス/22mmメス [105 21 042]を使用する時には、このアダプタは使いません。

ホースクリップ (蛇管にセットされています)