

吸気側のみ加熱タイプ

名称	RT105 成人シングル熱線入回路 10入	
商品コードNo.	052 23 250	リファレンスNo. RT105
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色された部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
ダブルシーベル・カテテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
イーザーラング	045 61 020	1
MR210加湿チャンバ(シングルユース)成人用40入 (注2)	052 21 010	1
MR290自動給水加湿チャンバ(シングルユース)40入 (注2)	052 21 050	1
900MR869 温度プローブ(MR850用/1.5m回路用)	052 22 040	1
900MR806 ヒータワイヤアダプタ(シングル熱線入RT回路)MR850用	052 22 260	1
呼気フィルタ AVEA	109 21 080	1
ウォータートラップボトル AVEA	109 21 090	1
ウォータートラップ AVEA	109 21 100	1
ディスポ呼気フィルターカートリッジ 12個 AVEA	109 21 170	1




成人 850型仕様

RT105



(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) いずれか1点を選んでください

セットの構成品は図のグレーに着色した部分です。



吸気のみ
ホースヒータ