


吸気側のみ加温タイプ

名称	RT225 小児シングル熱線入回路(ハイアスフロー用)+MR290 10入	
商品コードNo.	052 23 050	リファレンスNo. RT225
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色された部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
M15-10φジョイント	035 21 011	1
900MR868 温度プローブ(MR850用/1.1m回路用)	052 22 030	1
900MR806 ヒータワイヤアダプタ(シングル熱線入RT回路)MR850用	052 22 260	1
50ccテストバッグ 小児[カブ・ベアー5]	054 01 086	1
熱線式フローセンサ AVEA	109 21 130	1
呼気フィルタ AVEA	109 21 080	1
ウォータートラップボトル AVEA	109 21 090	1
ウォータートラップ AVEA	109 21 100	1
ディスポ呼気フィルターカートリッジ 12個 AVEA	109 21 170	1

新生児 850型仕様

RT225



セットの構成品は図のグレーに着色した部分です。

吸気のみ ホースヒータ

- 熱線式フローセンサ AVEA 109 21 130
- 15M-10φジョイント 035 21 011
- 50ccテストバッグ 小児[カブ・ベアー5] 054 01 086

*このアダプタ類は、この仕様では使いません

