

成人用呼吸回路(スムーズポア)

①～⑨は図の濃く着色された部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります

構成内容	商品コードNo.	個数
① 温度プローブコネクタ 22mm♂/15mm♀	044 01 012	1
② 900MR510 ヒータワイヤ 1.3m 吸気成人回路	052 01 034	1
③ Yピース ポート無 900MR126	052 01 209	1
④ 温度/フロープローブ 1.3m回路用 [MR850]	052 01 232	1
⑤ ウォータートラップ リューザブル	054 01 077	1
⑥ 蛇管22/22-30 (スムーズポア)	058 01 003	1
⑦ 蛇管22/22-60 (スムーズポア)	058 01 006	1
⑧ 蛇管22/22-130 (スムーズポア)	058 01 010	1
⑨ 蛇管22/22-90 (スムーズポア)	058 01 012	1


ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
ダブル回転コネクタ 10個	001 04 520	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 <small>(注1)</small>	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 <small>(注1)</small>	035 20 060	1
ホースアダプタ 22mm♂ (加湿器) <small>(注2)</small>	044 01 013	1
イージーラング	045 61 020	1
MR210加湿チャンバ(シングルユース)成人用40入 <small>(注3)</small>	052 21 010	1
MR290自動給水加湿チャンバ(シングルユース)40入 <small>(注3)</small>	052 21 050	1
900MR858 ヒータワイヤアダプタ(シングル熱線入リユース回路)MR850	052 22 270	1
呼気フィルタ AVEA	109 21 080	1
ウォータートラップボトル AVEA	109 21 090	1
ウォータートラップ AVEA	109 21 100	1

成人 850型仕様



(注1) いずれか1点を選んでください
 (注2) チャンバMR210ご使用時に必要となります
 (注3) いずれか1点を選んでください



注2) ダブル回転コネクタの代わりに使用できます。
 ダブルシーベル・カテーテルマウント 10cm(ダール) 25個 035 20 050
 ダブルシーベル・カテーテルマウント 15cm(ダール) 25個 035 20 060

注1) MR210 加湿チャンバ(シングルユース) 成人用 40 入 052 21 010
 注1) チャンバMR210 を使う時は、アダプタ22mm♂(加湿器) (注1) 044 01 013 が必要です。