

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: 無し

ディスポ成人用 850型加湿器用シングルブランチ呼吸回路

①②は、図の濃く着色した部分です。回路は下記の①②の組み合わせでできています。ただし、①と②にはこの仕様では使わないパーツが含まれています。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です

構成内容	商品コードNo.	個数	別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
① ディスポインターサージカル呼吸回路セット(5191000タイプ)	117 02 550	1	イージーラング	045 61 020	1
② ディスポ成人シングルブランチ(1個)RT102呼吸回路	117 02 575	1	チャンバ 40個 MR210 ^(注1)	052 01 151	1
			チャンバ 40個 MR290 ^(注1)	052 01 166	1
			温度/フロープローブ ディスポ回路用MR850	052 01 234	1
			ヒータワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用)850	052 01 282	1
			バクテリアフィルタ (市販品)		1
			カテーテルマウント (市販品)		1

(注1) いずれか1点を選んでください

850加湿器 シングルブランチ インターサージカル + F&P

