

レジェンドエア 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: 無し

ホースヒーター: 無し

名称 **ディスポ成人用呼気弁付ダブル回路(DAR)1個 レジェンドエア**

商品コードNo. 117 02 595

リファレンスNo. 5093000

最小販売個数 1


注 セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です。

ご注意


別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数	別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
イーザーラング	045 61 020	1	バクテリアフィルタ(市販品)		1
カテーテルマウント(市販品)		1	人工鼻(市販品)		1

人工鼻 ダブルブランチ DAR

図のグレーに着色した部分



FiO₂ 測定キット(オプション) 使用時



エアインレット
コンビフィルタ
(6個入)
レジェンドエア
117 02 520

エアインレット
コンビフィルタ
(1個)
レジェンドエア
117 02 525