

加湿器の種類: ヒータワイヤー無し

ディスポ成人用 加湿器用 シングル回路 (DAR)

①②は、図の濃く着色した部分です。回路は下記の①②の組み合わせでできています。ただし、①と②にはこの仕様では使わないパーツが含まれています。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です。

構成内容		商品コードNo. 個数		別途必要となるパーツ		商品コードNo. 個数	
① 成人用呼気弁付シングル回路(DAR) 1個 レジェンドエア 人工鼻仕様	117 02 585	1		イージーラング	045 61 020	1	
② ディスポ呼吸回路410(オニキス/レジェンドエア) 1個	077 02 015	1		チャンバ 40個 MR210 ^(注1)	052 01 151	1	
				チャンバ 40個 MR290 ^(注1)	052 01 166	1	
				温度/フロープローブ ディスポ回路用MR850	052 01 234	1	
				ヒータワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用)850	052 01 282	1	
				バクテリアフィルタ (市販品)		1	
				カテーテルマウント (市販品)		1	

(注1) いずれか1点を選んでください

加湿器 シングルブランチ DAR + オニキス

