

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: 無し

## ディスポ成人用 850型加湿器用 シングル回路

①②は、図の濃く着色した部分です。回路は下記の①②の組み合わせでできています。ただし、①と②にはこの仕様では使わないパーツが含まれています。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です

| 構成内容                                  | 商品コードNo.   | 個数 | 別途必要となるパーツ                     | 商品コードNo.   | 個数 |
|---------------------------------------|------------|----|--------------------------------|------------|----|
| ① 成人用呼吸弁付シングル回路(DAR) 1個 レジェンドエア 人工鼻仕様 | 117 02 585 | 1  | イージーラング                        | 045 61 020 | 1  |
| ② ディスポ成人シングルブランチ(1個)RT102呼吸回路         | 117 02 575 | 1  | チャンバ 40個 MR210 <sup>(注1)</sup> | 052 01 151 | 1  |
|                                       |            |    | チャンバ 40個 MR290 <sup>(注1)</sup> | 052 01 166 | 1  |
|                                       |            |    | 温度/フロートプローブ ディスポ回路用MR850       | 052 01 234 | 1  |
|                                       |            |    | ヒータワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用)850    | 052 01 282 | 1  |
|                                       |            |    | バクテリアフィルタ (市販品)                |            | 1  |
|                                       |            |    | カテーテルマウント (市販品)                |            | 1  |

(注1) いずれか1点を選んでください

## 850加湿器 シングルブランチ DAR + F&P

