

加湿器の種類: 無し

ホースヒーター: 無し

名称 成人用呼気弁付シングル回路(DAR)1個 レジェンドエア 人工鼻仕様

商品コードNo. 117 02 585

リファレンスNo. 5092800

最小販売個数 1

注 セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です

**ご注意**

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数	別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
イーザーラング	045 61 020	1	バクテリアフィルタ(市販品)		1
カテーテルマウント(市販品)		1	人工鼻(市販品)		1

## 人工鼻 シングルブランチ DAR

図のグレーに着色した部分

