

## 成人用シングル加温加湿器用呼吸回路(ディスポ)呼気弁付 MT

|                     |   |
|---------------------|---|
| 商品コードNo. 129 22 020 | リファレンスNo. 5194190   |
| 最小販売個数 1            |   |
| 注                   | セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です。個々のパーツの詳細については、アクセサリ(⑩ページ以降)を参照してください |

## 小児用シングル加温加湿器用呼吸回路(ディスポ)呼気弁付MT

|                     |   |
|---------------------|---|
| 商品コードNo. 129 22 060 | リファレンスNo. 5194191   |
| 最小販売個数 1            |   |
| 注                   | セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要です。個々のパーツの詳細については、アクセサリ(⑩ページ以降)を参照してください |

### ご注意

| 別途必要となるパーツ                      | 商品コードNo.   | 個数 |
|---------------------------------|------------|----|
| カテーテルマウント ダブルシーベル(10cm) ダール 25個 | 035 22 110 | 1  |
| カテーテルマウント ダブルシーベル(15cm) ダール 25個 | 035 22 120 | 1  |
| バクテリアフィルタ ディスポ (1個) レジェンドエア     | 117 02 565 | 1  |
| IMIテストラング                       | 131 27 010 | 1  |
| 人工鼻(市販品)                        |            | 1  |

## 加温加湿器仕様

