

TバードVS/LEGACY 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: シングルタイプ

◆10個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路シングルMR290付(RT205)10個 730-850	
商品コードNo.	052 01 305	リファレンスNo. RT205
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ [CV-B-2・3]	022 01 003	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
温度プローブ(ライトアングル) [F&P5・6・700]	052 01 042	1
ヒータワイヤ アダプタ シングル (RTシリーズ用) 730	052 01 280	1
蛇管 22/22-15 (スムーズポア)	105 21 001	1
呼気弁ボディ(VS・VSO ₂) [Tバード]	105 22 110	1
呼気弁ダイヤフラム 1個 Tバード・VELA	105 22 121	1

◆1個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路シングルMR290付(RT205)1個 730-850	
商品コードNo.	052 01 315	リファレンスNo. RT205(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1)いずれか1点を選んでください



チャンバ
40個 MR210
052 01 151



ホースアダプタ

*チャンバMR210を使用時にはこのアダプタを使います。



エアフィルタ(ファン)
5枚入 Tバード
105 42 128



エルボコネクタ[ディスポ]

注:再使用型であるエルボコネクタ22mmオス/22mmメス(P/N04709) [105 21 042]を使用するときには、このアダプタは使いません



ホースクリップ
(蛇管にセットされています)


ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個
035 20 050

ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個
035 20 060




IMIテストバッグ
R5(15mm)
035 09 042

ネブライザ使用時



注:ネブライザキットの中に温度プローブ用のコネクタが含まれていますが、この仕様では使いません



呼気弁ダイヤフラム
1個 Tバード・VELA
105 22 121

蛇管 22/22-15
(スムーズポア)
058 01 001

呼気弁ボディ
(VS・VSO₂)
[Tバード]
105 22 110

カップリング
フィルタ
[CV-B-2・3]
022 01 003

ヒータワイヤ
アダプタシングル
(RTシリーズ用)730
052 01 280

チャンバ
10個 MR290
052 01 167

温度プローブ
(ライトアングル)
1.5m回路用 MR730
052 01 235

加湿加湿器本体
F&P730(REV.3)
(ケーブル3m)
[カブ・1000]