

加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: デュアルタイプ

◆10個入

名称	成人ディスポ回路デュアル(RT100)10個 730・850	
商品コードNo.	052 01 300	リファレンスNo. RT100
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ [CV-B-2・3]	022 01 003	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 <small>(注1)</small>	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 <small>(注1)</small>	035 20 060	1
チャンバ 40個 MR210 <small>(注2)</small>	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 <small>(注2)</small>	052 01 166	1
温度プローブ (ライトアングル) 1.5m回路用 MR730	052 01 235	1
ヒータワイヤ アダプタ デュアル(RTシリーズ用) 730	052 01 279	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼吸弁ダイヤフラム1個 Tバード・VELA <small>(注3)</small>	105 22 121	1
呼吸弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA <small>(注4)</small>	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA <small>(注4)</small>	109 23 010	1
呼吸弁ダイヤフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA <small>(注3)</small>	109 23 020	1

◆1個入

名称	成人ディスポ回路デュアル(RT100)1個 730・850	
商品コードNo.	052 01 310	リファレンスNo. RT100(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1) (注2)いずれか1点を選んでください
 (注3) (注4)使用器具に適合するタイプの商品を選んでください

