

# VELA 呼吸回路セット [ディスポ]



名称	ディスポ呼吸回路410(Tバード/8400) 10個	
商品コードNo.	077 01 010	リファレンスNo. 51001008
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。個々のパーツの詳細については、アクセサリ(24~31ページ)を参照してください	
<b>ご注意</b>		
<b>別途必要となるパーツ</b>	<b>商品コードNo.</b>	<b>個数</b>
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
エアウェイサーモメータディスポ	052 01 036	1
MR210 加湿チャンバ(シングルユース)成人用 40入 (注1)	052 21 010	1
MR290 自動給水加湿チャンバ(シングルユース) 40入 (注1)	052 21 050	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス(P/N04709)	105 21 042	1
呼吸弁ダイヤフラム 1個 Tバード・VELA (注2)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼吸弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注3)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注3)	109 23 010	1
呼吸弁ダイヤフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注4)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1



名称	ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400) 10個 (注5)	
商品コードNo.	077 01 040	リファレンスNo. 51001011
最小販売個数	10	
注	上記ディスポ呼吸回路 410(Tバード/8400)10個に同じです	

- (注1) いずれか1点を選んでください
- (注2) TYPE2以前にも、TYPE-Dにも使用できます
- (注3) 使用器具に適合するタイプの商品を選んでください
- (注4) TYPE-D本体ではTYPE-D専用のこのダイヤフラムの使用をおすすめします
- (注5) ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400)10個には、ネブライザキットディスポ10個が含まれます

