

名称	ディスポ呼吸回路410(Tバード/8400) 10個		
商品コードNo.	077 01 010	リファレンスNo.	51001008
最小販売個数	10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります		
<b>ご注意</b>			
<b>別途必要となるパーツ</b>	<b>商品コードNo.</b>	<b>個数</b>	
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1	
MR210 加湿チャンパー(シングルユース)成人用 40入 <sup>(注1)</sup>	052 21 010	1	
MR290V 自動給水加湿チャンパー(シングルユース) 40入 <sup>(注1)</sup>	052 21 050	1	
900MR033気道温度計(シングルユース)	052 24 450	1	
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1	
呼吸弁ダイアフラム 1個 Tバード・VELA <sup>(注2)</sup>	105 22 121	1	
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1	
呼吸弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1	
フローセンサ VELA <sup>(注3)</sup>	109 22 020	1	
フローセンサ (TYPE-D) VELA <sup>(注3)</sup>	109 23 010	1	
呼吸弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA <sup>(注4)</sup>	109 23 020	1	
IMIテストラング	131 27 010	1	



名称	ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400) 10個 <sup>(注5)</sup>		
商品コードNo.	077 01 040	リファレンスNo.	51001011
最小販売個数	10		
注	上記ディスポ呼吸回路 410(Tバード/8400)10個に同じです		

- (注1) いずれか1点を選んでください
- (注2) TYPE2以前にも、TYPE-Dにも使用できます
- (注3) 使用器具に適合するタイプの商品を選んでください
- (注4) TYPE-D本体ではTYPE-D専用のこのダイアフラムの使用をおすすめします
- (注5) ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400)10個には、ネブライザキットディスポ10個が含まれます

