

呼吸回路(スムーズポア蛇管)

①~⑨は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります

構成内容	商品コードNo.	個数
① 温度プローブコネクタ 22mm♂/15mm♀	044 01 012	1
② Yピースポート無 900MR126	052 01 209	1
③ 900MR033気道温度計(シングルユース)	052 24 450	1
④ ウォータラップ リユーズブル	054 01 077	2
⑤ 蛇管 22/22-40 (スムーズポア)	058 01 004	2
⑥ 蛇管 22/22-90 (スムーズポア)	058 01 012	2
⑦ 蛇管 22/22-75 (スムーズポア)	058 01 014	1
⑧ 呼吸弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
⑨ 呼吸弁ダイヤフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA	109 23 020	1

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
ダブル回転コネクタ 10個 (注1)	001 04 520	1
カップリング(白)RT-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテテルマウント 10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテテルマウント 15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
ホースアダプタ 22mm♂(加湿器) (注2)	044 01 013	1
MR210 加湿チャンバー(シングルユース)成人用 40入 (注3)	052 21 010	1
MR290V自動給水加湿チャンパー(シングルユース) 40入 (注3)	052 21 050	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス(P/N04709)	105 21 042	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
フローセンサ VELA (注4)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注4)	109 23 010	1
IMIテストラング	131 27 010	1

410/810型仕様



- (注1) いずれか1点を選んでください
- (注2) チャンバMR210を使う時は必要です
- (注3) いずれか1点を選んでください
- (注4) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください

