


吸気側のみ加温タイプ

730型仕様 RT205

名称	RT205 成人シングル熱線入回路(RT105)+MR290 10入	
商品コードNo.	052 23 350	リファレンスNo. RT205
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。個々のパーツの詳細についてはアクセサリ(24~31ページ)を参照ください	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 <small>(注1)</small>	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 <small>(注1)</small>	035 20 060	1
温度プローブ (ライトアングル) 1.5m回路用 MR730	052 01 235	1
ヒータワイヤ アダプタ シングル(RTシリーズ用) 730	052 01 280	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイヤフラム1個 Tバード・VELA <small>(注2)</small>	105 22 121	1
メインパクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA <small>(注3)</small>	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA <small>(注3)</small>	109 23 010	1
呼気弁ダイヤフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA <small>(注2)</small>	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

- (注1) いずれか1点を選んでください
- (注2) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
- (注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください

* 成人ディスポ回路シングルMR290付(RT205)1個 730・850 C/N:052 01 315 は販売終了致しました



ネブライザ使用時

ネブライザキット ディスポ10個 077 03 010

注: ネブライザキットの中に温度プローブ用のコネクタが含まれていますが、この仕様では使いません