

吸気/呼気ともに加温タイプ

名称 RT100成人デュアル熱線入回路 10入	
商品コードNo. 052 23 220	リファレンスNo. RT100
最小販売個数 10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。個々のパーツの詳細についてはアクセサリ(24~31ページ)を参照ください
ご注意	
別途必要となるパーツ	商品コードNo. 個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173 1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050 1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060 1
MR210加湿チャンバー(シングルユース)成人用40入 (注2)	052 21 010 1
MR290自動給水加湿チャンバー(シングルユース)40入 (注2)	052 21 050 1
900MR869温度プローブ (MR850用/1.5m回路用)	052 22 040 1
900MR805ヒータワイヤアダプタ(デュアル熱線入RT回路)MR850用	052 22 250 1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042 1
呼気弁ダイヤフラム1個 Tバード・VELA (注3)	105 22 121 1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051 1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110 1
フローセンサ VELA (注4)	109 22 020 1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注4)	109 23 010 1
呼気弁ダイヤフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注3)	109 23 020 1
IMIテストラング	131 27 010 1

850型仕様 RT100



- (注1) いずれか1点を選んでください
- (注2) いずれか1点を選んでください
- (注3) 使用器具に適合するタイプの商品を選んでください
- (注4) 使用器具に適合するタイプの商品を選んでください
- * 成人ディスポ回路シングル(RT100)1個 730・850 C/N:052 01 310 は販売終了致しました

