

吸気側のみ加熱タイプ

名称		RT105 成人シングル熱線入回路10入	
商品コードNo.	052 23 250	リファレンスNo.	RT105
最小販売個数	10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります		
ご注意			
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数	
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1	
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1	
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1	
900MR869温度プローブ (MR850用/1.5m回路用)	052 20 040	1	
MR210加湿チャンバー(シングルユース)成人用40入り (注2)	052 21 010	1	
MR290V自動給水加湿チャンバー(シングルユース)40入り (注2)	052 21 050	1	
900MR806 ヒーターワイヤアダプタ(シングル熱線入RT回路)MR850用	052 22 260	1	
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1	
呼吸弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注3)	105 22 121	1	
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1	
呼吸弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1	
フローセンサ VELA (注4)	109 22 020	1	
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注4)	109 23 010	1	
呼吸弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注3)	109 23 020	1	
IMIテストラング	131 27 010	1	

850型仕様 RT105



- (注1) いずれか1点を選んでください
- (注2) いずれか1点を選んでください
- (注3) 使用器具に適合するタイプの商品を選んでください
- (注4) 使用器具に適合するタイプの商品を選んでください

