

吸気側のみ加温タイプ

名称	RT205 成人シングル熱線入回路(RT105)+MR290 10入	
商品コードNo.	052 23 350	リファレンスNo. RT205
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個(注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個(注1)	035 20 060	1
900MR869 温度プローブ(MR850用/1.5m回路用)	052 22 040	1
900MR806 ヒーターワイヤアダプタ(シングル熱線入RT回路)MR850用	052 22 260	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tパード・VELA(注2)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA(注3)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA(注3)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA(注2)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

850型仕様 RT205



- (注1) いずれか1点を選んでください
- (注2) 使用器具に適合するタイプの商品を選んでください
- (注3) 使用器具に適合するタイプの商品を選んでください




MR210加湿チャンバー
(シングルユース)
成人用40入
052 21 010




ホースアダプタ

*チャンバMR210を使用時には
このアダプタを使います。




ファンフィルタ (大)
5枚入り VELA
109 42 120



エアフィルタ(ファン)
5枚入 Tパード
105 42 128

注: 使用器具に適合するタイプの
商品を選んでください





エルボコネクタ [ディスポ]
注: 再使用型であるエルボコネクタ
22mmオス/22mmメス (P/N04709)
[105 21 042]を使用するときには、
このアダプタは使いません



リア インレットフィルタ
[T-BIRD・VELA]
105 42 053




ホースクリップ
(蛇管にセットされています)




IMIテストラング
131 27 010

ネブライザ使用時



注: ネブライザキットの中に温度プローブ用のコネクタが含まれていますが、
この仕様では使いません



ネブライザ
接続口

呼気弁ダイアフラム
1個 Tパード・VELA
105 22 121

呼気弁ダイアフラム
1個 (TYPE-D) VELA
109 23 020

呼気弁ボディ
8400・VELA
105 23 110

フローセンサ
VELA
109 22 020

フローセンサ
(TYPE-D) VELA
109 23 010

エルボコネクタ
22mmオス/22mmメス
(P/N04709)
105 21 042

カップリング(白)
022 01 173

メインバクテリアフィルタ
105 23 051

900MR806
ヒーターワイヤアダプタ
(シングル熱線入RT回路)
MR850用 052 22 260

MR290V自動給水
加湿チャンバー
(シングルユース)

MR850加温加湿器
052 03 020

900MR869温度プローブ
(MR850用/1.5m回路用)
052 22 040

ネブライザキット
ディスポ10個
077 03 010

ネブライザ
接続口へ